

Preis: 37,50 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Grösse: XS Schuhgrösse 32-34

Grösse: S Schuhgrösse 35-38

Grösse: M Schuhgrösse 39-42

Grösse: L Schuhgrösse 43-45

Grösse: XL Schuhgrösse 46-48



Farbe: grau



Farbe: schwarz



Beschreibung

Der Back on Track Fussgelenkschoner verfügt über ein verstellbares, elastisches Band oberhalb des Knöchels und wird mit Klettverschlüssen befestigt. Wenn nötig, kann es entfernt werden. Das elastische Band hat den Vorteil, dass Sie es enger machen können, sobald die Verspannung zurückgeht und das Fussgelenk dünner wird. Bitte beachten Sie:

Der Fussgelenkschoner hat eine ovale Öffnung für die Ferse. Sollte Ihre Verspannung genau dort liegen, empfehlen wir die Socken von Back on Track. Das keramische Gewebe sollte stets die Verspannungszone bedecken.

Der Backontrack Fussgelenkschoner ist in verschiedenen Farben und Grössen verfügbar

Details

Was ist Back on Track?

Den keramisch angereicherten Faserstoff hat man zuerst in China verwendet, dem Land, das mit die ältesten Erfahrungen in der Erhaltung von Gesundheit und Fitness besitzt. Das schwedische Unternehmen Back on Track griff diese chinesische Erfahrung auf und entwickelte sein Sortiment an Humanprodukten.

Praktisch heißt das: Fasern von Polyester, in die ein keramisches Pulver eingeschmolzen sind, bilden das innovative Gewebe. Das Pulver wird aus rund 30 verschiedenen Mineralhydroxiden gewonnen, die auf 1600° C erhitzt werden. Unter der Marke Back on Track wird eine breite Produktpalette für den Humanbereich angeboten.

Wirkungsweise und Anwendung.

Am Körper angelegt reflektiert das keramische Material die Körperwärme in Form von Infrarotwärme. Das ist die besondere und einzigartige Eigenschaft der mineralhaltigen Fasern von Back on Track. Im Körper werden die infraroten Wellen zum Teil in Wärme umgesetzt, und das bewirkt speziell eine gesteigerte Durchblutung. Durch die Tiefenwirkung der Wärme wird Ihr Wohlbefinden unterstützt. Back on Track wird benutzt, um vor körperlichem Training oder vor körperlicher Arbeit die Muskeln zu erwärmen. So reduziert man das Risiko von Überlastung und Verletzungen. Die wichtigste Funktion der Schoner ist jedoch ihre Fähigkeit, die Heilung bereits erlittener Verletzungen zu beschleunigen. Die Produkte von Back on Track wirken auf natürliche Art und Weise.

Technische Daten

Maschinenwaschbar bis 30°C im Schonwaschgang ohne Bleiche oder Weichspüler. Lufttrocknen. Bitte keinen Trockner verwenden!
Bügeln bis max 50°C.

